

Ficha Técnica

CARRO MULTIPROPÓSITO 50 IB

FTCM50-VI



Carro multipropósito versión liviana con capacidad de almacenamiento de historias médicas, elementos o unidosis, fácil desplazamiento gracias a sus ruedas TENTE, múltiples opciones de configuración y modularidad.



Diseño robusto
y materiales
resistentes








Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

CARRO MULTIPROPÓSITO 50 IB

► Características




CARRO MULTIPROPÓSITO 50 IB

► Opciones del producto


Cajetines

*Sobre pedido




Entrepaños

*Sobre pedido




Cajetines y
entrepaños

*Sobre pedido




Porta historias

*Sobre pedido



Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



Ficha técnica

Nombre del producto	Carro multipropósito 50 IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	50 IB LITE
Uso clínico	Logística hospitalaria
Nivel permitido de uso	Enfermería, farmacia, anestesia, cirugía
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	20 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	450 profundidad x 990 altura x 430 ancho (mm)
Dimensiones internas	400 profundidad x 940 altura x 380 ancho (mm)
Capacidad de carga	Bandeja: Soporta 10 kilos aproximadamente Gaveta: Soporta 5 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, acero inoxidable, aluminio, ABS
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%