

Ficha Técnica

# CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO 60 Y 75 IB

FTC6075-VI



Carro multipropósito con excelente capacidad de carga para almacenamiento de gran volumen, fácil desplazamiento gracias a sus ruedas TENTE, múltiples opciones de configuración para carro de paro, carro de medicamentos, carro de anestesia, entre otros.



Diseño robusto  
y materiales  
resistentes






Facilidad de  
limpieza



Diseño modular  
que facilita su  
mantenimiento

# CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO 60 Y 75 IB

## ► Características



# CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO 60 Y 75 IB

## ► Opciones del producto



## ► Configuración de cajones




# CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO 60 Y 75 IB

## ► Configuraciones sugeridas


### Carro de Medicamentos

Mesa de trabajo  
Chapa de seguridad  
Atril de suero  
Basurero lateral



### Carro de Paro


Base para bala de oxígeno  
Chapa de seguridad  
Atril de suero  
Soporte guardián  
Multitoma  
Mesa auxiliar



# CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO 60 Y 75 IB

## ► Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



## ► Ficha técnica

Nombre del producto	Carro multipropósito hospitalario
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	60 IB-75 IB
Uso clínico	Carro de medicamentos - carro de paro
Nivel permitido de uso	Hospitalización, farmacia, anestesia, cirugía, UCI, UCE, UCP
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	Carro 60: 45 kilos aproximadamente Carro 75: 60 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	Carro 60: 530 profundidad x 900 altura x 600 ancho (mm) Carro 75: 530 profundidad x 900 altura x 750 ancho (mm)
Dimensiones internas	Carro 60: 500 profundidad x 850 altura x 550 ancho (mm) Carro 75: 500 profundidad x 850 altura x 700 ancho (mm)
Capacidad de carga	Carro 60: 2 a 8 cajones, 8 cajetines a 32, 32 unidosis a 128 Carro 75: : 2 a 8 cajones, 10 cajetines a 40, 40 unidosis a 160 Cajones: Soportan 15 kilos aproximadamente
Materiales	Externo: Acero con pintura electrostática Interno: Acero inoxidable
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%