

Ficha Técnica

MESA DE NOCHE IB

FTMN-VI



Equipo de almacenamiento práctico para pacientes, esencial para cualquier sala de clínicas y hospitales. Es compacto, fácil de transportar y con excelente resistencia de carga. Posee diferentes opciones de color que se adecuan a la estética de los espacios de cada institución.



Diseño robusto y materiales resistentes



Facilidad de limpieza



Diseño modular que facilita su mantenimiento

MESA DE NOCHE IB

► Características



► Opciones de color



Roble Blanco



Gris



Niebla



Blanco Nevado




Cemento



Nacar

► Medidas generales

(Unidad de medida en mm)

**► Ficha técnica**

Nombre del producto	Mesa de noche IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Uso clínico	Mesa de noche para pacientes
Nivel permitido de uso	Hospitalización, recuperación
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	15 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	620 profundidad x 700 altura incluye ruedas x 400 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	Cajones cierre lento para almacenamiento: Soporta 5 kilos aproximadamente Compartimiento para almacenamiento de gran volumen: 10 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, madera aglomerada RH, acero inoxidable, aluminio
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%