

Ficha Técnica

# MESA DE NOCHE

## LITE IB

FTMNL-VI



Mesa de noche para el almacenamiento abierto de elementos de los pacientes, excelente resistencia de carga, diferentes opciones de color que se adecuan a la estética de los espacios de cada institución, compacta y versátil para cualquier área.



Diseño robusto y materiales resistentes



Facilidad de limpieza



Diseño modular que facilita su mantenimiento

## ► Características



## ► Opciones de color



Gris



Roble Blanco



Niebla



Cemento



Blanco Nevado



Nacar

**► Medidas generales**

(Unidad de medida en mm)

**► Ficha técnica**

Nombre del producto	Mesa de noche lite IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	Lite
Uso clínico	Mesa de noche para pacientes
Nivel permitido de uso	Hospitalización, recuperación
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	5 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	490 profundidad x 730 altura x 440 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	Bandeja para almacenamiento: Soporta 5 kilos aproximadamente Compartimiento para almacenamiento de gran volumen: 10 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, madera aglomerada, aluminio, ABS, PLA
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%