


Ficha Técnica

# MESA PUENTE IB

FTMP-VI



La mesa puente permite y facilita la alimentación de las personas que se encuentran en reposo prolongado en cama, evitando traslados que puedan perjudicar la salud del paciente, es fácil colocarla junto a la cama, sillón o cualquier tipo de silla.



Diseño robusto  
y materiales  
resistentes




Facilidad de  
limpieza




Diseño modular  
que facilita su  
mantenimiento

## ► Características



► Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



► Ficha técnica

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto      | Mesa puente IB                                                             |
| Marca                    | Ideas Biomédicas S.A.S                                                     |
| Modelo                   | No aplica                                                                  |
| Uso clínico              | Transporte de alimentos, mesa de alimentos                                 |
| Nivel permitido de uso   | Transporte de alimentos, mesa de alimentos                                 |
| Accesorios o consumibles | Revisar el Catálogo de Accesorios                                          |
| Peso                     | 15 kilos aproximadamente                                                   |
| Dimensiones externas     | 563 profundidad x 923 altura x 1028 ancho (mm)                             |
| Dimensiones internas     | No aplica                                                                  |
| Capacidad de carga       | 10 kilos aproximadamente                                                   |
| Materiales               | Acero con pintura electrostática, aluminio, madera aglomerada RH, ABS, PLA |
| Garantía                 | 12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación          |
| Mantenimiento            | Anual.<br>Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico      |
| Condiciones de trabajo   | Tempertura ambiente: 0° a 40° C<br>Humedad relativa: ≤ 93%                 |