#### Ficha Técnica

# ATRIL RIEL DE PARED IB

FTARP-V1



Atril y soporte multibomba en acero inoxidable, diseñado para colgar cualquier tipo de solución, ideal para espacios reducidos, ajustable e intercambiable. Ideal para el uso en clínicas, hospitales o casas para el manejo y el tratamiento de pacientes.



Diseño robusto y materiales resistentes



Facilidad de limpieza





Diseño modular que facilita su mantenimiento



# **ATRIL RIEL DE PARED IB**

#### Características





## **ATRIL RIEL DE PARED IB**

### ▶ Variantes de tamaño



# **ATRIL RIEL DE PARED IB**

# Medidas generales (Unidad de medida en mm)





### ► Ficha técnica

Nombre del producto	Atril riel de pared IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Uso clínico	Suspensión de medicamentos empaquetados y/o dispositivos médicos
Nivel permitido de uso	Hospitalización, enfermería, farmacia, anestesia, cirugia, UCI, UCE, UCP
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	3 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	200 profundidad x 1200 altura x 650 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	30 kilos aproximadamente
Materiales	Acero inoxidable, PLA, acero
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%