

Ficha Técnica

SOPORTE RODANTE MONITOR XL

FTSRMXL-VI



El soporte modular para equipos médicos posee una mayor área de trabajo, gran capacidad de carga, fácil desplazamiento gracias a sus ruedas TENTE; además es configurable y modular lo que posibilita tener una pieza única e ideal que abarca una gran variedad de equipos médicos.



Diseño robusto
y materiales
resistentes







Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

SOPORTE RODANTE MONITOR XL


► Características



SOPORTE RODANTE MONITOR XL

Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



Ficha técnica

Nombre del producto	Soporte rodante XL
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Uso clínico	Transporte de equipos de gran tamaño
Nivel permitido de uso	Hospitalización, farmacia, anestesia, cirugía
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	7 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	560 profundidad x 800 altura incluye ruedas x 500 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	50 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, aluminio, ABS, PLA
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%