


Ficha Técnica

CARRO MULTIPROPÓSITO CX IB

FTCCX-VI



Carro de transporte para equipos de laparoscopia, incluye sistema para almacenamiento de cables, brazo para acople de pantallas, opción de soporte teclado y configurable hasta 4 bandejas.



Diseño robusto
y materiales
resistentes





Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

CARRO MULTIPROPÓSITO CX IB

► Características



► Accesorios

Soporte de Teclado



Multitoma 6 y 4 puestos



Brazo Pantalla



Brazo Pantalla Doble



► Opciones de ruedas

Rueda Levina L. 4"y 5"

Sin freno o con freno




Rueda Linea 4"

Sin freno o con freno



► Medidas generales

(Unidad de medida en mm)

**► Ficha técnica**

Nombre del producto	Carro multipropósito cx IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Uso clínico	Carro para laparoscopia y endoscopia
Nivel permitido de uso	Anestesia, cirugía
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	70 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	600 profundidad x 1300 altura x 725 ancho (mm)
Dimensiones internas	600 profundidad x 1140 altura x 505 ancho (mm)
Capacidad de carga	300 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, aluminio, PLA, acrílico
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%