

Ficha Técnica

# BARRAS DE SEGURIDAD

FTBS-VI



garantiza resistencia, durabilidad y un agarre firme para prevenir accidentes y caídas.



Diseño robusto  
y materiales  
resistentes





Facilidad de  
limpieza



Diseño modular  
que facilita su  
mantenimiento

## ► Características



## ► Opciones

30 CM



45 CM




60 CM



**► Medidas generales**

(Unidad de medida en mm)

**► Ficha técnica**

Nombre del producto	Atril modular IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	Depende de la configuración
Uso clínico	Soporte de equipos y suspensión de medicamentos empaquetados
Nivel permitido de uso	Hospitalización, enfermería, farmacia, anestesia, cirugía, UCI, UCE, UCP
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	5 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	620 profundidad x 2000 altura x 620 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	40 kilos aproximadamente
Materiales	Acero inoxidable, PLA, acero con pintura electrostática, polímero ABS
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%

\*La altura puede variar dependiendo de la configuración.