

Ficha Técnica

BARRAS DE SEGURIDAD

FTBS-VI



Fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para brindar soporte y estabilidad en baños de hospitales, residencias de pacientes o adultos mayores. Disponibles en tres tamaños, ideal para la prevención de caídas, garantizando la seguridad y el confort del usuario en instalaciones médicas o para uso doméstico.



Diseño robusto
y materiales
resistentes







Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

► Características



► Opciones

30 CM



45 CM



60 CM



► Opciones de piso


Angular



Cuadrada




► Opciones anguladas



► Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



► Ficha técnica

Nombre del producto	Barras de Seguridad
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	N/A
Uso clínico	Apoyo para personas en hospitales, casas u otros
Nivel permitido de uso	Hospitalización, comercial, doméstico
Accesorios o consumibles	N.A
Peso	5 kilos aproximdamente
Dimensiones externas	135 profundidad x 63 altura x 600 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	20 kilos aproximadamente
Materiales	Acero inoxidable
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%