

Ficha Técnica

MESA DE MAYO

IB

FTMM-VI



Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, posee un sistema de altura variable y es ideal para el entorno quirúrgico. Gracias a su diseño, permite que la mesa se deslice fácilmente entre las mesas quirúrgicas, evitando choques y garantizando un acceso óptimo al cirujano durante el procedimiento.



Diseño robusto
y materiales
resistentes





Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

► Características



Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



Ficha técnica

Nombre del producto	Mesa de Mayo IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	N.A
Uso clínico	Preparación del material quirúrgico, mesa auxiliar
Nivel permitido de uso	Cirugía, enfermería, anestesia, sala de operaciones
Accesorios o consumibles	N.A
Peso	10 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	550 profundidad x 830 altura x 350 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	15 kilos aproximadamente
Materiales	Acero inoxidable, PLA, ABS
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%